

Masque chirurgical à usage unique type IIR – 20MTIIR

Masque chirurgical de type IIR à usage unique.

Filtration maximale (BFE supérieur ou égal à 98%).

Composé de 3 plis, 3 couches protectrices, d'une barrette nasale et d'élastiques de maintien derrière les oreilles.

Durée d'utilisation : 4h.

Recommandations d'utilisation : se laver les mains avant de mettre le masque - ne pas toucher le masque durant son utilisation - retirer le masque sans toucher l'avant à l'aide des élastiques de maintien.



Description complète de l'article

Dimensions : environ 9.5 x 17.5 cm, masse 5g.

Conditionnement

Boîte de 50

Conforme à la norme EN14683 (tests réalisés par un laboratoire agréé CNAS).

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Photos non contractuelles.